

Werkeenheid: C.S.A.	Tot. aantal pagina's : 2
Apparaat: Epiduroscopen t.b.v. pijnbestrijding.	Auteur : ..

Bekrachtigd door:	paraaf	datum
		21-01-03

Deskundige	registratie/code	bewaarwijze	geldigheidsduur
		Methode	

Epiduroscopen t.b.v. pijnbestrijding.

Functie

De epiduroscop wordt gebruikt bij pijnbestrijding.

Contactpersonen voor gassterilisatie

WIMAC kliniekdiensten:

Heer Hugostraat 2, 3061 NL, Rotterdam.
010-4520233. Dhr Willems.

(Informatieklapper is inzichtelijk op de CSA). Klapper: "GASSTERILISATIE".

- * Overeenkomst.
- * Productinformatie Epiduroscop / Artikelcode / Leverancier..
- * Aanleverblad ("WIMAC").
- * Productlijst ("WIMAC").
- * Uitleg m.b.t. dienstverlening.

Bediening

n.v.t.

Complicaties

De epiduroscop moet van te voren worden geïnspecteerd op eventuele beschadigingen:

- * De oppervlakte van de epiduroscop mag niet beschadigd zijn.
- * Er mogen geen ruwe einden aan de oppervlakte zitten.
- * De distale uiteinden mogen niet beschadigd zijn, "*eventuele krassen op de lens verlagen de beeldkwaliteit*".
- * Let op dat de optical processors niet worden gesteriliseerd.

Bij beschadigingen de epiduroscop **NIET** laten steriliseren, en contact opnemen met de senior medewerker OK.

Reiniging en Sterilisatie

Reiniging:

Na gebruik zullen de epiduroscopen aan de CSA worden aangeboden voor reiniging en sterilisatie.

Reinig de epiduroscop handmatig conform de werkinstructie;
"Handmatig reinigen".

- Gebruik hiervoor een zachte borstel.
- Reinigingsproduct: Medizijn, enzymatische reiniger.
- De sterilisatiecontainers ; wassen in de instrumentenwasmachine.

Sterilisatie:

Verpakken conform de werkinstructie; "Inpakken van instrumentensets".

Methodiek van sterilisatie: "GAS" of ethyleenoxide.

Etiketnummer:

Gebruik als indicator, een stukje gastape.

WIMAC:

- * Aanleverblad invullen.
- * Op de bodem van de gascontainer een 120 x 120 (blauw en groen) inpakvel leggen.
- * Hierin kunnen de verpakte epiduroscopen gelegd worden. (de container mag maar voor 80% gevuld worden).
- * Container dichtmaken en de seal aanbrengen.
- * Plastic zak om de gascontainer aanbrengen en voorzien van de juiste etiketten.
- * Let op ! Dat de juiste papieren worden meegegeven.

(Bij vragen / of onduidelijkheden kan de chauffeur adviseren).

Op woensdagmiddag komt de chauffeur van WIMAC op de CSA afdeling de gascontainer(s) op halen.

Ophaaldag: Woensdag.

Terugbrengdag: Woensdag.

Vergeet niet: Komt de chauffeur voor niets. Dan kost dit

Hoeft de chauffeur niet te komen dan kan deze afgebeld worden via het bovenstaande telefoonnummer.

Storingen

omschrijf wat te doen bij storingen

Bevoegdheid

wie is bevoegd voor de bediening van het apparaat