

Werkeenhed: C.S.A. Werkinstructie: Samenstellen van instrumentensets en de kwaliteitscontrole.	Tot. aantal pagina's : 2 Datum : 26-02-03 Auteur : Versie : 01-2003 Nummer : 8
--	---

Deskundige	registratie/code	bewaarwijze	geldigheidsduur
.		Methode	

Samenstellen van instrumentensets en de kwaliteitscontrole.

Doel

Het samenstellen en controleren van een instrumentenset volgens de setbeschrijving en de opgestelde kwaliteitsnormen betreffende de set. Daarbij wordt het instrumentarium individueel gecontroleerd op achtergebleven vuil, roest en functie.

Indicatie

Bij visuele inspectie; geen waarneembare verontreiniging, goed werkend en gemonteerd instrument, overzichtelijk en volgens de beschrijving ingelegd set waarvan geen essentieel instrument mist.

Benodigheden

- * Koperborsteltje/ zachte borstel
- * Alcohol [70%].
- * Schroevendraaier.
- * Imbussleutel.
- * Wit inlegvel.
- * Siliconenspray.
- * Paraffine spray.
- * Ragger.
- * Steriel water.
- * Puntbeschermer.
- * Draadmand.
- * Setbeschrijving.
- * Disposable spuit. (**dagelijks vervangen**).

Werkwijze

- * Het werkblad schoonmaken met alcohol alvorens te beginnen.
- * De sets uit de wasmachine halen, komen als laatste.
- * Controleer of er geen instrumenten in de wasmachine zijn achtergebleven.
- * Omgeslagen kommen, flessen etc. waar water in zit terugdoen naar de vuile kant.

- * Natte instrumenten afdrogen, slangen (laparoscopisch) droogblazen.
- * Instrument voor instrument bekijken op roestvlekken, bramen, en resten van bloed enz. controleer of (holle) handmatig gereinigde instrumenten goed schoon zijn.
- * Vervuilingen verwijderen met een koperborsteltje en alcohol.

- * Als er veel bloed of andere resten opzit, terug naar de vuile ruimte doen.
- * Kijken of de instrumenten goed werken, soepel lopen en niet afgesleten zijn anders vervangen.
- * Soepel laten lopen door spray in de scharnieren te spuiten en dan het instrument vaak achter elkaar open en dicht doen, overtollige spray afnemen met gaasje.
- * Rubbers onderhouden met siliconen spray (alle rubbers).
- * Klemmen met cremaillaire moeten op de eerste cremaillaire dicht.
- * Instrumenten, die uit elkaar gehaald zijn weer goed in elkaar zetten.
- * Kijken of ze dan weer goed functioneren.
- * Kijk het set goed na of de aantallen klopt en de goede instrumenten op de set zitten via de setbeschrijvingen.
- * Noteer manco's en eventuele andere opmerkingen op het etiket en hang hiervan ook een label in de set.
- * **Mis je een instrument kijk dan altijd of deze kan worden aangevuld!**
- * Leg een wit vel onderin de draadmand.
- * Leg de instrumenten in de goede volgorde op de set, van links naar rechts.
- * Laat geen scherpe punten of mesjes uit de set steken gebruik hiervoor de puntbeschermers.
- * En probeer de set zo laag mogelijk te houden.
- * Zet de set bij de juiste inpaktafel neer.

Opmerkingen

Maak een keuze uit de sets, die als eerste gesteriliseerd dienen te worden. (Zie hiervoor het o.k. programma).

Bij het maken van een etiket zal er een controle moeten plaatsvinden t.a.v. de steriliteitsgarantie. Indien in CS steriel een fout staat deze doorgeven zodat de fout kan worden hersteld.

Setboeken: netjes houden, terug vouwen van de pagina.

Wijzigingen: Mocht er een wijziging in de beschrijvingen moeten plaatsvinden. Aub de wijziging op een los blaadje in het boek erbij doen en niet in het boek gaan schrijven.