

Document ID

007156

Versie

1

Titel

Lijst van materiaal wat niet in de ultrasoon mag

Auteur

Dijkhuis, E (Eltjo)

Beoordelaar(s)

Team CSA (papier) en H.Wassens

Autorisator

Wichgers - van Vlerken, T (Tineke)

Status

Definitief

Inleiding

Er zijn materialen welke niet tegen de trillingen in een ultrasone reiniger kunnen. Deze materialen hebben vaak een kwetsbare samenstelling door constructie of grondstoffen. Hiervoor is deze lijst samengesteld zodat er een goede keus is te maken uit reinigingsmethodes.

Deze lijst moet actueel gehouden worden. Bij aanschaf van nieuw materiaal moet de CSA altijd op de hoogte gesteld worden van beperkingen.

Doelstelling

1. Een goede selectie kunnen maken voor reiniging.
2. Schade aan kwetsbare instrumenten en materialen voorkomen.

Toepassingsgebied

Afdeling CSA.

Definities en afkortingen

Zie aparte lijst

Werkwijze

Deze lijst is een weergave van het heden. Indien er veranderingen nodig zijn moet dit z.s.m. aan de teamleider doorgegeven worden. Bij afwezigheid van de teamleider een briefje aan het beeldscherm plaatsen.

Lijst:

- Alle persluchtapparatuur (boren, zagen, klopboor, air-zaag/boor en recipro)
- AO Slang
- KNO Boor
- Shavers
- Phaco handvat. Bij het phaconet dienen het handvat en de holle instrumenten uit het net verwijderd te worden voor de voorspoelbak. Deze moeten vervolgens aan de doorspuitheader geplaatst te worden en wel in de wasmachine.

- Diamantmes (van Phacoset)
- Alle spullen van kunststof
- Slangen los
- Slangetjes
- KNO en Kaak boorhandvatten. De boorhandvatten moeten handmatig worden behandeld en mogen ook niet in de wasmachine.
- Alles wat drijft in de bak water. (bekkens, kommetjes enz.)
- Diathermiesnoeren en onderdelen
- Alle andere (elektra) snoeren
- Accu-dermatoom. De accu-dermatoom moet uitelkaar worden gehaald. Het gedeelte waar de accu in komt mag ook niet in de wasmachine.
- Lithoclast
- Oesophagus varices materiaal
- Videoscoop
- Optieken
- Koudlichtsnoeren
- Bipolair en diathermie pincetten
- Biclamp tangen
- Salute set
- SMK naald (pijn)

Risicomanagement

Bij het verkeerd behandelen kan aanzienlijke schade ontstaan aan de middelen. Dit kan zowel financiële consequenties hebben als gevaar voor de patiënt opleveren.

Scholing

Voor nieuw instrumentarium is een instructie door de fabrikant of leverancier een vereiste.

Storingen

Bij storing van apparatuur de teamleider waarschuwen en bij afwezigheid teamleider 8438 bellen. Storing vermelden en AOC code van apparaat.

Invoer datum

29-10-2007

Datum laatste wijziging

28-11-2007

Publicatie datum

29-11-2007