

Document ID

007389

Versie

1

Titel

Inpakken losse materialen

Auteur

Dijkhuis, E (Eltjo)

Beoordelaar(s)

Team CSA (Papier), H. Wassens (DSMH)

Autorisator

Wichgers - van Vlerken, T (Tineke)

Status

Definitief

Inleiding

Het werk op de CSA is een complex geheel van afspraken en (wettelijke) richtlijnen en voorschriften. Als er binnen de CSA iets verkeerd gaat kan dit van grote invloed zijn op de patiënt. Door de richtlijnen en werkwijzen vast te leggen wordt de kwaliteit bewaakt en dat alle medewerkers op dezelfde wijze en op de juiste manier de werkzaamheden uitvoeren.

Doelstelling

Het doel van deze procedure is dat de medewerkers op de hoogte zijn van de handelingen en voorschriften die komen kijken bij het verpakken van losse materialen.

Definities en afkortingen

[Zie apart blad](#)

ARBO en Milieu

De seal-werkzaamheden zijn niet schadelijk en vindt in korte periodes plaats. Het afval van de zakjes zijn als normaal huishoudelijk afval af te voeren.

Werkwijze

- De losse instrumenten worden op de laminaattafel gecontroleerd en ingepakt.
- Kies bij het instrument het juiste formaat laminaat. Het instrument moet genoeg ruimte hebben in het zakje.
- Voorzie scherpe instrumenten van een beschermhoesje (stukje siliconenslang) zodat ze niet door het laminaatzakje heen prikken.
- Zorg er voor dat het handvat van het instrument bovenin het zakje zit (bij de bestaande sealnaad). Zodat de gebruiker het instrument bij het handvat er uit pakt.
- Sommige instrumenten die zijn bestemd voor de O.K. moeten in dubbel laminaat worden verpakt. Dit zijn kleine materialen waar meer als 1 in een zakje zit of welke zwaar zijn, bijvoorbeeld: mediloops en kleine deppers. Zorg dat de binnenste verpakking niet in de buitenste snijdt. De opening van het binnenste zakje wordt één keer omgevouwen en wordt met de omgevouwen kant als eerste

in het buitenste zakje gedaan. Alleen het buitenste zakje wordt dichtgeseald. Ook moet glaswerk in laminaat verpakt worden.

- Seal de laminaatzak dicht met behulp van het sealapparaat:
 - Zet het sealapparaat aan door de knop on/off in te drukken en wacht totdat het apparaat aangeeft dat het te gebruiken is (pieptoon).
 - Wanneer de temperatuur 180 ° C. is het apparaat klaar voor gebruik. De temperatuur wordt digitaal weergegeven.
 - Seal aan het begin van iedere keer dat je het apparaat aanzet een leeg zakje om te controleren of het apparaat goed werkt. De sealnaad mag niet open gaan als je er aan trekt.
 - De laminaatzak aan de linker kant van het apparaat invoeren en zonodig met de hand meevoeren. Zorg dat het zakje niet beschadigd.
 - Controleer of het een ononderbroken sealnaad is. De naad moet strak en glad zijn en bestaat uit minmaal vier strepen. Indien één van deze punten niet klopt een nieuw zakje pakken.
- De laminaatzakjes worden gemerkt door middel van stickers. Indien afgesproken moet er op het zakje een naam vermeldt worden. Dit is te zien bij de beschrijving van de materialen.
- Bij Larynxmaskers en bladen moet de maat erop gezet worden.
- Schrijven op het zakje mag alleen aan de laminaatkant met een watervaste stift uit de kast.
- De losse instrumenten worden dakpansgewijs in de manden van de belaadwagen gedaan, dit om te voorkomen dat er vocht in het zakje komt tijdens het steriliseren. Hierbij moet de (doorzichtige) laminaatkant tegen elkaar aan

Kwaliteitscontroles

Het seal apparaat wordt ingesteld door de afdeling Techniek en dient door deze dienst één keer per half jaar te worden nagekeken en gecontroleerd. Er wordt dan gekeken naar de banddruk en de temperatuur. Ook wordt er dan gekeken naar de snelheid van het sealen. Dit moet namelijk goed zijn in verband met het versmelten van de lijmlaag.

Ook dient het apparaat 1x per jaar gevalideerd te worden.

Apparaatgegevens

Voor informatie over het onderhoud van het sealapparaat ga dan naar de procedure '[Onderhoud sealapparaat](#)'.

AOC code

- Sealer: 290310 AD

Richtlijn

R3201-1-4 Verpakken van te steriliseren medische hulpmiddelen in instellingen en sterilisatiebedrijven

R3220-1-4a Sterilisatieverpakken: Laminaatverpakkingen

EN867-2 Laminaatverpakken

R3280-1-3 Aanschaf en toepassing van seal-apparatuur voor het sluiten van papieren zakken en laminaatzakken.

B5000-5 Laminaatzakken

Invoer datum

29-11-2007

Datum laatste wijziging

05-02-2008

Publicatie datum

05-02-2008