

Samenvatting, Richtlijn opslag steriele medische hulpmiddelen.

Hoe op een juiste manier moet worden omgegaan met medische hulpmiddelen en hoe de kwaliteit te waarborgen staat beschreven in de Richtlijnen Steriliseren en Steriliteit, onderdeel van de Wet op de Medische Hulpmiddelen.

Teneinde de steriliteit van medische hulpmiddelen gedurende langere tijd te behouden, moet aan de opslagruimten en omstandigheden een aantal eisen worden gesteld. De aard van de te stellen eisen is afhankelijk van de verpakking van de producten. Is het product uitsluitend verpakt in een direct omsluitende verpakking, of verpakt in een verzend (dubbele) verpakking.

In de onderstaande richtlijn zijn algemene eisen geformuleerd, waaraan de opslag van steriele medische hulpmiddelen, in direct omsluitende verpakking en steriele medische hulpmiddelen in meervoudige verpakking of in een afdelingsverpakking of interne distributieverpakking, moet voldoen om een behoud van de steriliteit te garanderen.

Richtlijn opslag van steriele medische hulpmiddelen in direct omsluitende verpakking op de behandelafdelingen.

- steriele medische hulpmiddelen die alleen beschermd zijn door hun direct omsluitende verpakking en steriele medische hulpmiddelen in een meervoudige verpakking of in een afdelingsverpakking of interne distributie verpakking, moeten worden opgeslagen in een hiervoor bestemde ruimte of kast. Verzendverpakkingen mogen hier niet aanwezig zijn.
- De ruimte of kast moet afsluitbaar zijn en vervaardigd zijn van een goed te reinigen materiaal. Alleen daartoe bevoegde personen hebben toegang tot de ruimte.
- De ruimte moet herkenbaar zijn als zijnde bestemd voor steriele medische hulpmiddelen.
- Om beschadiging van de verpakkingen te voorkomen, moeten alle steriele medische hulpmiddelen in direct omsluitende verpakking gesorteerd, overzichtelijk en op een juiste wijze worden opgeslagen.

- Plakbandjes, elastiekjes, veiligheidsspelden of nietjes en dergelijke mogen niet worden gebruikt om steriele medische hulpmiddelen in direct omsluitende verpakking bij elkaar te houden.
- Het verbruik moet plaatsvinden volgens het first-in-first-out-beginsel (eerst-in-eerst-uit-beginsel).
- De expiratedata van de steriele medische hulpmiddelen moeten periodiek worden gecontroleerd.
- De ruimte mag niet in direct contact staan met de buitenlucht.
- Moeilijk te reinigen plaatsen moeten worden vermeden en leidingen moeten zoveel mogelijk zijn weggewerkt. In de opslagruimte mogen geen open afvoeren en watertappunten voorkomen.
- Vloeren, wanden en plafonds moeten zodanig zijn dat ophoping en afgifte van stof en micro-organismen worden voorkomen.
- In verband met mogelijke temperatuur- en vochtinvloeden moeten steriele medische hulpmiddelen vrij staan van vloer, wanden en plafond.
- Rekken en kasten moeten van goed te reinigen materiaal zijn vervaardigd en moeten schoon en droog zijn.

Behandelwagens

- behandelwagens worden gebruikt om de materialen voor een (reeds bekende) patiënt naar deze patiënt te vervoeren en om als werkblad te dienen tijdens de behandeling van de patiënt.
- Dit betekent dat op een dergelijke wagen uitsluitend materialen voor mogen komen die voor die ene behandeling bij de desbetreffende patiënt nodig zijn. Op de behandelwagen mag derhalve geen opslag plaatsvinden.

Syb Beeksma, DSMH
Mei 2005